


## 蔡司三维博锐单光镜片 拓宽您的视野

超越非球面镜片。超越标准环曲面镜片。提升视力的蔡司三维博锐单光镜片。高级的自由成型技术达到比传统单光镜片更高的精准度，让整个镜片视觉更清晰和敏锐。

[设计](#) [益处](#) [详情](#) [产品可供性](#)[联系我们](#)

蔡司三维博锐单光镜片的设计适用于每一位顾客的镜片处方，包括球面、柱面、轴、棱镜和棱镜基础的镜片。在全镜片上施用逐点优化，达到更加舒适的单光镜片设计。

在全镜片上施用逐点优化，提升视觉体验。

## 配戴者的益处

- ✓ 提升的清晰度和敏锐的视觉
- ✓ 镜片更薄更平, 改善外观效果
- ✓ 若加上 > i.Scription® 技术, 则可改善夜间和暗光视觉

## 蔡司三维博锐单光镜片一览

- ✓ 使用高级的蔡司自由成型技术。
- ✓ 镜片表面的逐点优化, 可降低镜片周边的度数误差, 并使光学成像更加精准。
- ✓ 优化适用于各种处方: 球面、柱面、轴、棱镜和棱镜基础镜片。
- ✓ 可使用 > i.Scription® 技术

## 产品可供性

	清透镜片 / 染色镜片	PhotoFusion	Transitions®	偏光镜片
树脂 1.74 镜片	■ (仅清透镜片)			
树脂 1.67 镜片	■	■	■	
树脂 1.6 镜片 (亦提供运动型)	■	■	■	■
聚碳酸酯 1.59 镜片 (亦提供运动型)	■	■	■	■
Trivex 1.53 镜片 (亦提供运动型)	■	■	■	■
树脂 1.5 镜片 (亦提供运动型)	■	■	■	■

作为知名的眼镜镜片制造商之一, 蔡司致力于提供最大限度的视觉舒适性。蔡司设计和制造镜片、仪器和测量系统, 并提供能够不断提高视力保健标准的零售理念和技术服务。

联系我们, 体验蔡司服务  
蔡司客户服务

+86 20 38 88 95 26

联系我们: [better.vision.cn@zeiss.com](mailto:better.vision.cn@zeiss.com)

反垄断监督邮箱: [weibo.sh@zeiss.com](mailto:weibo.sh@zeiss.com)



### 探索

- 了解视觉
- 健康+预防
- 生活方式+时尚
- 驾驶+移动性
- 运动+休闲
- 工作生活

### 帮我选择

- 近视眼镜+阅读眼镜
- Varifocal Lenses
- 太阳镜
- 办公眼镜
- 运动眼镜
- 儿童眼镜
- 镜片镀膜
- 隐形眼镜
- 镜片清洁
- 在眼镜店

### 服务

- 我的视觉档案
- 在线视力检查

### 面向眼睛保健专业人士

- 仪器+技术
- 蔡司镜片
- 蔡司清洁解决方案